

Matériel :

- foie et (ou) muscle,
- ciseaux, scalpel,
- bécher,
- pissette d'eau distillée,
- Passoire
- bandelettes test glucose,

-

Recherche du glucose :

- laver soigneusement sous l'eau du robinet un échantillon jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit dépourvue de sang,
- découper l'échantillon en morceaux de forme cubique d'un à deux centimètres de côté,
- placer les morceaux dans un bécher et les recouvrir d'eau distillée,
- agiter légèrement et réaliser un test du glucose ; pour cela, tremper une bandelette glucose dans l'eau du récipient,
- verser les morceaux dans une passoire et les laver soigneusement sous l'eau du robinet,
- remettre les morceaux dans un bécher, les recouvrir d'eau distillée et effectuer un nouveau test glucose,
- laisser alors l'échantillon séjourner dans le bécher ; au bout de 15 min, agiter légèrement et effectuer un nouveau test du glucose.

Précautions de la manipulation :



(d'après l'ouvrage de Monsieur Didier Pol)